

# دستورالعمل آماده سازی، تهیه و کنترل کیفی محیط های کشت

آزمایشگاه مرجع سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تابستان ۱۳۹۶

محل مهر تضمین کیفیت	
تاریخ:	تاریخ:

## مقدمه

محیط های کشت نقش اساسی را در آزمایشگاه میکروبی شناسی ایفا می کنند و به طور گسترده ای جهت جداسازی، تعیین هویت و آنتی بیوگرام میکروارگانیسم های بیماری زا به کار می روند. بسیاری از آزمایشگاه ها به طور روتین محیط های کشت مورد نیاز برای مصارف تشخیصی و تحقیقاتی را خودشان تهیه می نمایند. با این همه برای اطمینان از این که محیط های کشت، کیفیت خوب و نتایج مطلوبی دارند، باید روش های کنترل کیفی مناسبی به کار گرفته شود. برای رسیدن به این هدف باید در تهیه و مصرف محیط های کشت معیارهای ذیل در نظر گرفته شود.

## نکات عمومی در مورد تهیه محیط های کشت:

### آب:

کیفیت محیط های کشت به طور مستقیم به کیفیت مواد خام مورد استفاده در تهیه آنها بستگی دارد. آب یکی از مهمترین موادی است که در تهیه محیط های کشت به کار می رود. سه معیار مهم برای آب مورد استفاده در تهیه محیط های کشت (آب نوع III) شامل عدم وجود یون های مس، قدرت هدایت الکتریکی و pH می باشد. در شرایط ایده آل یون های مس به دلیل خاصیت مهارکنندگی برای اغلب میکروارگانیسم ها، نباید در آب مورد استفاده برای تهیه محیط های کشت وجود داشته باشد. قدرت هدایت الکتریکی آب باید حدود ۱۰ میکروزیمنس بر سانتی متر باشد و همچنین pH آب مورد استفاده بهتر است کمی اسیدی باشد، ولی نباید کمتر از ۵ و بیشتر از ۸ باشد.

### توزین پودر محیط کشت و افزودن آب:

طبق دستورالعمل تهیه محیط کشت که بر روی ظرف آن نصب گردیده است، مقدار مناسبی از پودر محیط کشت را با دقت وزن نمایید. ظرف محیط کشت را دور از جریان هوا و رطوبت باز کنید. از استنشاق پودرها به خصوص آنهایی که دارای مواد سمی هستند و تماس طولانی مدت آنها با پوست اجتناب کنید. پودر را به سرعت، به دقت و بدون ایجاد غبار وزن کنید. هرچه زودتر در ظرف را ببندید. نصف حجم آب مورد نیاز را داخل ظرف بریزید. سپس مقدار وزن شده محیط کشت را به آن اضافه نمایید. برای چند دقیقه به تندی تکان دهید. باقیمانده آب را به دیواره داخلی ظرف بریزید تا ذرات محیط کشت چسبیده به دیواره نیز وارد محلول شوند. این مرحله بسیار مهم است، چون پودر خشک محیط کشت در بالای سطح آب، ممکن است در اتوکلاو استریل نشود و منبع آلودگی گردد.

### حل کردن محیط کشت:

محیط های کشت بدون آگار، معمولاً با تکان دادن آهسته و ملایم حل خواهند شد. اما محیط های کشت حاوی آگار باید قبل از حرارت دادن به مدت چند دقیقه با آب مخلوط شوند. سپس حرارت داده شوند تا آگار قبل از اتوکلاو کردن، حل شود. محیط های کشت را بجوشانید بدون آنکه بسوزند. محیط های کشتی که نباید اتوکلاو شوند، بعد از این مقدار حرارت دادن، برای تقسیم

داخل پللیت ها یا ظروف استریل دیگر آماده خواهند بود. اکثر محیط های کشت به استریلیزاسیون نهایی (در دمای  $121^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۵ دقیقه) نیاز خواهند داشت.

### توزیع:

محیط کشت را در ظرفی مناسب با حجم ۲ تا ۳ برابر حجم محیط کشت بریزید تا بتوانید آن را به خوبی تکان دهید و مخلوط کنید.

### استریلیزاسیون:

بعضی از محیط های کشت به استریلیزاسیون با اتوکلاو احتیاجی نداشته و با جوشاندن قابل استفاده می شوند که دستور ساخت آنها بر روی برچسب ظرف محیط کشت قید گردیده است. استریلیزاسیون سایر محیط های کشت توسط حرارت مرطوب (اتوکلاو) یا صافی غشایی (فیلتراسیون) انجام می گردد که این موارد نیز بر روی برچسب ظرف محیط کشت قید گردیده است.

الف) استریلیزاسیون با حرارت مرطوب:

استریلیزاسیون محیط کشت تا حجم یک لیتر، در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه و در دمای  $121^{\circ}\text{C}$  (فشار  $1/2$  کیلوگرم بر سانتی متر مربع) انجام می گیرد. برای حجم های بیشتر از یک لیتر باید چرخه استریلیزاسیون را به طور مناسب تغییر داد. اما چون اکثر مشکلات در استریلیزاسیون محیط های کشت هنگامی رخ میدهد که مقادیر بیشتر از دو لیتر محیط کشت باید استریل شود، لذا توصیه می شود که مقادیر زیاد محیط کشت را در حجم های کوچکتر تقسیم نمایید.

کنترل کیفی اتوکلاو، کنترل دما و فشار آن باید به طور مداوم انجام گردد. برای کنترل اتوکلاو از اندیکاتورهای شیمیایی کلاس ۶ (TST) در هر ران کاری استفاده می شود. از اندیکاتورهای بیولوژیکی جهت پایش عملکرد اتوکلاو حداقل به طور هفتگی یا فواصل بیشتر، متناسب با بار کاری اتوکلاو استفاده می شود که ویال حاوی اسپور *Geobacillus Stearothermophilus* ATCC 7953 است (SAL  $\leq 10^6$  CFU) و به صورت تجاری در دسترس می باشد.

ب) استریلیزاسیون با صافی غشایی (فیلتراسیون):

از صافی غشایی برای استریل کردن محیط های کشت و ترکیبات حساس به حرارت استفاده می شود. استریلیزاسیون به وسیله صافی غشایی تحت شرایط خلاء یا افزایش فشار انجام می پذیرد. از غشاء ها و صافی های با قطر منفذ  $0/22$  یا  $0/45$  میکرومتر استفاده نمایید. این فیلترها باید قبل از استفاده، در اتوکلاو استریل شوند. در مورد غشاء ها و صافی هایی که در بسته بندی های استریل به فروش می رسند، به دستورالعمل سازنده مراجعه نمایید. قسمت های مختلف دستگاه صافی را با صافی یا بدون صافی در اتوکلاو به مدت ۱۵ دقیقه در دمای  $121^{\circ}\text{C}$  استریل نمایید.

## آماده سازی جهت مصرف:

بعد از استریلیزاسیون، اجازه دهید دمای محیط کشت به حدود  $50^{\circ}\text{C}$  برسد، سپس با رعایت شرایط آسپتیک در ظروف نهایی تقسیم نمایید. هیچ وقت محیط کشت را در دمای بالاتر از  $50^{\circ}\text{C}$  تقسیم نکنید. مکمل های حساس به گرما و حرارت باید بعد از این که دمای محیط کشت به حدود  $50^{\circ}\text{C}$  رسید، به آن اضافه شوند. دمای مکمل (ساپلمنت) استریل قبل از این که به محیط کشت اضافه شود، باید به دمای اتاق برسد. سپس مکمل را با رعایت شرایط آسپتیک به محیط کشت اضافه نموده، خوب مخلوط کنید و در ظروف نهایی که از قبل استریل شده اند، تقسیم نمایید.

## اندازه گیری و تنظیم pH:

محیط های کشت دهیدراته اگر به طور مناسب تهیه شوند، نیازی به تنظیم pH ندارند. pH نهایی محصول استریل شده را می توان روی پلیت یا بطری اندازه گیری کرد، اما باید آنها را بعد از سنجش pH دور ریخت. بنابراین بعد از استریل شدن و خنک شدن محیط کشت تا دمای  $25^{\circ}\text{C}$ ، مقدار pH را در حد مورد نظر ( $\pm 0.2$ ) تنظیم نمایید. تنظیم pH معمولاً با استفاده از هیدروکسید سدیم 40 گرم در لیتر (تقریباً یک مولار) و یا با استفاده از اسید کلریدریک 36/5 گرم در لیتر (تقریباً یک مولار) انجام می شود. pH را به یکی از روش های ذیل کنترل نمایید:

- روش اول: روش خیساندن (Macerate): آگار یک پلیت را در ظرفی کوچک حاوی مقدار کمی آب مقطر (5-7 ml) له کرده و به مدت 10 دقیقه بخیسانید، سپس نوک الکتروود pH متر را در این مخلوط غوطه ور کنید.
- روش دوم: نوک الکتروود pH متر را در داخل ارلن کوچکی قرار دهید. مقدار اندکی از آگار مذاب را به داخل ارلن ریخته، پس از سفت شدن آگار، pH را اندازه گیری نمایید.
- روش سوم: از الکترودهای سطحی استفاده نمایید.

## نگهداری محیط های کشت تهیه شده:

طول عمر محیط های کشت تهیه شده به نوع اجزاء تشکیل دهنده محیط، نحوه نگهداری و ذخیره سازی آنها بستگی دارد. تمامی محیط های کشت باید دور از نور نگهداری شوند. تابش نور به محیط های کشت موجب تشکیل مواد باکتریوستاتیک و باکتریساید مانند پراکسیداز می گردد. طول عمر اغلب محیط های کشت پلیتی در دمای 4 درجه سانتی گراد یک هفته می باشد، ولی اگر در داخل کیسه های پلاستیکی به گونه ای بسته بندی شوند که هوا داخل آنها نفوذ نکند، تا 3-4 هفته قابل مصرف هستند. طول عمر محیط های کشت حاوی آنتی بیوتیک به پایداری آنتی بیوتیک موجود در آن بستگی دارد. در مجموع، محیط های حاوی آنتی بیوتیک را در مدت یک هفته باید مصرف کرد. از سوی دیگر با گذشت زمان این گونه محیط های کشت رطوبت خود را از دست داده، به دلیل افزایش غلظت آنتی بیوتیک، قدرت انتخابی آنها افزایش می یابد. پلیت ها را باید قبل از مصرف به دمای اتاق رساند. اگر پلیت محیط کشت بیش از 8 ساعت در دمای اتاق باقی بماند برای مصرف مناسب نمی باشد. محیط های کشت لوله ای در

مقایسه با محیط های کشت پلیتی عمر طولانی تری دارند. اغلب این محیط های کشت اگر در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شوند، ۳-۶ ماه قابل مصرف می باشند.

موارد استثناء: تایوگلیکولات براث، اندول نیترات براث و SIM فقط به مدت یک ماه قابل نگهداری می باشند. محیط های CTA Medium و OF Medium حاوی کربوهیدرات و مولر هینتون براث فقط به مدت ۶ هفته قابل نگهداری می باشند.

### جدول شماره ۱- خطاها، مشکلات و علل ممکن در استریلیزاسیون محیط های کشت

مشکلات	علل ممکن
رنگ یا تیرگی غیر طبیعی محیط کشت (Abnormal color/darkening)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- آب ناخالص</li> <li>- ظروف شیشه ای کثیف</li> <li>- افت کیفیت محیط کشت دهیدراته</li> <li>- حرارت زیاد یا نادرست در طی استریلیزاسیون</li> <li>- pH اشتباه یا تغییر و انحراف pH</li> <li>- حل نشدن کامل محیط کشت</li> <li>- ذخیره سازی طولانی مدت در دمای ۵۰°C</li> </ul>
لخته یا منعقد شدن محیط کشت (Coagulation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- داغ بودن محیط کشت در هنگام افزودن ساپلمنت (مکمل) به آن</li> </ul>
رگه رگه شدن محیط کشت (Flecks in culture medium)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رگه رگه سیاه: نیم سوز شدن آگار</li> <li>- رگه رگه روشن: سرد شدن تقریبی آگار در هنگام افزودن ساپلمنت (مکمل) به آن</li> </ul>
pH نادرست (Incorrect pH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- آب ناخالص یا ظروف شیشه ای کثیف</li> <li>- حرارت زیاد در طی استریلیزاسیون</li> <li>- ذوب مجدد یا ذخیره سازی طولانی مدت در دمای ۵۰°C</li> <li>- آلودگی شیمیایی</li> <li>- کالیبراسیون نادرست pH متر</li> <li>- حل نشدن کامل محیط کشت</li> <li>- اندازه گیری pH در دمای بالای ۲۵°C</li> <li>- افت کیفیت محیط کشت دهیدراته</li> <li>- ذخیره سازی نادرست یا بیش از نیمه عمر محیط کشت دهیدراته</li> <li>- کیفیت پایین آب یا ظروف</li> </ul>

مشکلات	علل ممکن
ایجاد رسوب یا کدورت (Percipitation/Turbidity)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حرارت بیش از اندازه در طی استریلیزاسیون</li> <li>- ذخیره‌سازی طولانی مدت (بیش از ۴ ساعت) در حالت مذاب (بیش از ۵۰°C)</li> <li>- افت کیفیت محیط کشت دهیدراته</li> <li>- pH اشتباه</li> <li>- آب ناخالص یا ظروف شیشه‌ای کثیف</li> <li>- حل نشدن کامل محیط کشت</li> <li>- داغ بودن محیط کشت در هنگام افزودن مکمل به آن</li> <li>- کیفیت پایین آب یا ظروف</li> </ul>
سمیت (Toxicity)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حرارت بیش از اندازه در طی استریلیزاسیون</li> <li>- افت کیفیت محیط کشت دهیدراته</li> <li>- قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید</li> <li>- حجم اشتباه مکمل اضافه شده</li> </ul>
رشد باکتریولوژیک ضعیف یا اثر روی خواص انتخابی/ افتراقی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- توزین یا مخلوط کردن نادرست</li> <li>- آب یا ظروف آلوده</li> <li>- مواد مهارکننده در آب یا ظروف</li> <li>- افت کیفیت محیط کشت دهیدراته</li> <li>- داغ بودن محیط کشت در هنگام افزودن مکمل به آن</li> <li>- داغ بودن محیط کشت در هنگام کشت نمونه بر روی آن</li> <li>- ذخیره‌سازی طولانی مدت محیط کشت</li> <li>- خشک شدن بیش از حد سطح محیط کشت</li> <li>- حل نشدن کامل محیط کشت</li> <li>- تیرگی محیط کشت و تغییر و انحراف pH</li> <li>- حرارت بیش از اندازه و طولانی مدت</li> </ul>
شل بودن آگار (Soft agar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حرارت بیش از اندازه (به ویژه در مقایسه pH پایین)</li> <li>- هیدرولیز اسید در محیط کشت با pH پایین</li> <li>- توزین یا مخلوط کردن نادرست</li> <li>- حل نشدن کامل آگار</li> <li>- حجم نادرست آب</li> <li>- رقیق‌سازی زیاد با مایه تلقیح یا مکمل‌های محیط کشت</li> <li>- ذخیره‌سازی طولانی مدت در دمای ۵۰°C</li> </ul>

## ارزیابی کیفیت محیط های کشت:

هر آزمایشگاه باید از کیفیت هر شماره ساخت از محیط های آماده مصرف تجاری و یا محیط های دهیدراته، قبل از استفاده اطمینان حاصل نماید. الزامات عمومی کنترل کیفیت محیط های کشت عبارتند از:

### الف) ثبت اطلاعات محیط های کشت

۱. محیط های آماده مصرف تجاری:

- منبع تهیه آن، شماره ساخت، تاریخ انقضاء، تاریخ دریافت و تاریخ شروع به استفاده از آن را برای هر یک از انواع محیط ثبت کنید.
  - هر محیط را مطابق دستورالعمل سازنده نگهداری کنید (معمولاً در  $8-2^{\circ}\text{C}$ ).
۲. محیط های ساخته شده از پودر دهیدراته در آزمایشگاه:
- مقدار محیط ساخته شده، منبع تهیه آن، شماره ساخت، روش استریل نمودن آن، تاریخ ساخت، pH، تاریخ شروع به استفاده از آن، تاریخ انقضاء و نام فرد سازنده آن ثبت شود.

### ب) بررسی مشخصات ظاهری:

محیط های کشت تهیه شده باید قبل از استفاده، از لحاظ فیزیکی و ظاهری نیز بررسی شوند:

- شکستگی یا آسیب دیدگی پلیت ها و لوله ها؛
- جدا شدن آگار از جداره پلیت ها و لوله ها؛
- یخ زدگی یا ذوب شدن آگار؛
- ناصاف پر شدن پلیت ها؛
- مقدار ناکافی آگار در پلیت ها (عمق کمتر از ۳ mm) و لوله ها (عمق و سطح ناکافی)؛
- وجود همولیز در محیط های حاوی خون؛
- تغییر در رنگ مورد انتظار برای هر محیط (احتمال اشکال در pH محیط)؛
- وجود حباب یا ناهمواری بیش از حد در سطح محیط؛
- رطوبت اضافی یا خشک شدن بیش از حد محیط؛
- آلودگی قابل مشاهده؛
- وجود رسوب.

### ج) بررسی وجود آلودگی:

به عنوان یک قاعده کلی، برای سری ۱۰۰ تایی یا کمتر ( $\leq 100$ )، ۵-۳٪ از لوله ها/ پلیت ها باید از نظر عدم وجود آلودگی و رشد باکتریایی بررسی شوند. برای مقادیر بیشتر ( $> 100$ ) باید ۱۰ لوله یا پلیت به صورت رندوم و تصادفی انتخاب، و انکوبه شوند. نمونه ها باید برای ۴۸-۲۴ ساعت در دمای  $35-37^{\circ}\text{C}$  انکوبه، و سپس به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق نگهداری شوند. نباید شواهدی از رشد میکروبی بعد از انکوباسیون مشاهده گردد. بعد از کامل شدن بررسی، باید تمام نمونه های بررسی شده دور ریخته شوند.

#### د) انجام آزمایش کنترل کیفیت:

هر محیط کشت باید از نظر میزان رشد قابل قبول و/یا خصوصیت مهارکنندگی، با میکروارگانیسم های کنترل مناسب مطابق جدول شماره ۳ بررسی شوند.

منابع تهیه میکروارگانیسم های کنترل عبارتند از:

• ATCC (American Type Culture Collection) یا PTCC (Persian Type Culture Collection)

• سویه های شناسنامه دار که طی برنامه ارزیابی خارجی کیفیت دریافت می شوند.

• سویه های شناخته شده بیماران که دارای ثبات فنوتیپی می باشند.

برای این کار لازم است از سویه های کنترل کیفی مورد نظر، سوسپانسیون میکروبی تهیه شود.

#### A. تهیه سوسپانسیون میکروبی:

یک کشت از ارگانیسم کنترل کیفی مورد نظر روی پلیت بلاد آگار تهیه کنید. بعد از انکوباسیون پلیت به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در دمای  $35 \pm 2^\circ C$ ، ۳-۵ کلنی ایزوله را در ۳-۵ میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل حل کرده و کدورت آن را با کدورت استاندارد نیم مک فارلند تنظیم نمایید. این سوسپانسیون میکروبی باید کدورتی مطابق با استاندارد نیم مک فارلند ( $10^7 - 10^8$  CFU/ml) داشته باشد.

#### B. بررسی عملکرد محیط های کشت:

۱) بررسی ظرفیت مغذی بودن (Nutritional activity) محیط های کشت غیر انتخابی پلیتی مانند بلاد آگار، نوترینت آگار، تریپتیک سوی آگار و ...

سوسپانسیون اولیه میکروبی مطابق یافته با کدورت 0.5 MF را مطابق شکل ۱ به نسبت ۱:۱۰۰ در سرم فیزیولوژی استریل رقیق نموده و مقدار ۱۰۰ μl یا ۰.۱ ml سوسپانسیون رقیق شده را به محیط کشت مورد آزمایش، تلقیح نموده و به گونه ای کشت دهید که کلنی های ایزوله بدست آید. پلیت ها را مطابق شرایط ذکر شده در جداول شماره ۲ و ۳ انکوبه نمایید. تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت بعد از انکوباسیون ( $10^3 - 10^4$  CFU/plate) می باشد. برای اجتناب از رشد زیاد باکتری در بعضی از محیط های کشت غیر انتخابی و برای داشتن کلنی های ایزوله، ممکن است لازم باشد رقت ۱:۱۰۰۰ تهیه شود.

۲) بررسی ظرفیت مهارکنندگی (Inhibitory activity) محیط های کشت انتخابی پلیتی مانند مکانکی آگار،

EMB آگار، XLD آگار و ...

سوسپانسیون اولیه میکروبی مطابق یافته با کدورت 0.5 MF را مطابق شکل ۱ به نسبت ۱:۱۰ در سرم فیزیولوژی استریل رقیق نموده و مقدار ۱۰۰ μl یا ۰.۱ ml سوسپانسیون رقیق شده را به محیط کشت مورد آزمایش تلقیح نموده و به گونه ای کشت دهید که کلنی های ایزوله بدست آید. پلیت ها را مطابق شرایط ذکر شده در جداول شماره ۲ و ۳ انکوبه نمایید. تعداد کلنی های مورد انتظار در هر پلیت بعد از انکوباسیون ( $10^4 - 10^5$  CFU/plate) می باشد. برای



اجتناب از رشد زیاد باکتری در بعضی از محیط های کشت انتخابی و برای داشتن کلنی های ایزوله ممکن است لازم باشد رقت ۱:۱۰۰ تهیه شود.

۳) بررسی محیط های کشت لوله ای مانند نوترینت براث، MRVP، SIM، مالونات و ...

هر لوله را با ۱۰۰µl یا ۰/۰۱ ml از سوپانسیون اولیه میکروبی مطابقت یافته با کدورت 0.5 MF (بدون رقیق سازی) تلقیح نمایید. لوله ها را مطابق شرایط ذکر شده در جداول شماره ۲ و ۳ انکوبه نمایید. پس از انکوباسیون، لوله ها را از نظر وجود رشد و/یا ایجاد کدورت و نیز ایجاد واکنش مناسب بیوشیمیایی بررسی نمایید.

C. زمان انکوباسیون (جدول شماره ۲):


مدت انکوباسیون	اتمسفر انکوباسیون	دمای انکوباسیون	سویه های کنترل کیفی
۱۸-۲۴ ساعت	* هوای محیط یا غنی شده با CO <sub>2</sub>	۳۵-۳۷°C	باکتری های دارای رشد سریع
۲۴-۷۲ ساعت	غنی شده با CO <sub>2</sub>	۳۵-۳۷°C	باکتری های دارای نیازهای خاص برای رشد
۲۴-۷۲ ساعت	گاز بی هوازی	۳۵-۳۷°C	بی هوازی ها
۲۴-۴۸ ساعت	گاز Campy	۴۲°C	کمپیلوباکتر
۷-۲۱ روز	غنی شده با CO <sub>2</sub>	۳۵-۳۷°C	مایکوباکتریوم ها
≥ ۷۲ ساعت	هوای محیط	۳۵-۳۷°C	مخمر
≥ ۷۲ ساعت	هوای محیط	۲۵-۳۰°C	کپک ها

\* اتمسفر به نوع محیط بستگی دارد. توصیه های سازنده را بررسی نمایید.

D. تفسیر نتایج:

- عملکرد محیط های غیر انتخابی در صورتی رضایت بخش است که سویه های کنترل کیفی، رشد کافی، سایز مورد انتظار کلنی، مرفولوژی بارز کلنی را نشان دهند.
- عملکرد محیط های انتخابی در صورتی رضایت بخش است که سویه های کنترل کیفی، رشد کافی، سایز مورد انتظار کلنی، مرفولوژی بارز کلنی و مهار رشد بعضی از ارگانیزم های خاص را نشان دهند. در بعضی موارد، واکنش های رنگی خاص یا همولیز همچنان که در جدول شماره ۳ آمده است، باید ایجاد شود. مثلاً در مورد محیط کشت بلاد آگار ایجاد همولیز مناسب ضروری است و یا برای محیط مکانکی آگار ایجاد واکنش های رنگی برای سویه های میکروبی مشخص ضروری می باشد.
- عملکرد محیط های لوله ای در صورتی رضایت بخش است که سویه های کنترل کیفی در آن رشد کافی نموده یا کدورت لازم را ایجاد کنند و واکنش های بیوشیمیایی مورد انتظار را نشان دهند.

شکل ۱- روش رقیق سازی برای کنترل کیفیت محیط های کشت انتخابی و غیر انتخابی پلیتی



جدول شماره ۳- الزامات کنترل کیفیت محیط های کشت

نتایج قابل انتظار	ارگانیسم های کنترلی (شماره ATCC)	اتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	محیط کشت
رشد بر روی ساب کالچر (TCBS) عدم رشد بر روی ساب کالچر (TCBS)	<i>V. cholerae</i> (9459) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۱۲-۶ ساعت، ۳۵°C	Alkaline peptone water (APW)
رشد می کند رشد می کند، همولیز بتا رشد می کند رشد می کند رشد می کند	<i>B. fragilis</i> (25285) <i>C. perfringens</i> (13124) <i>F. nucleatum</i> (25586) <i>P. anaerobius</i> (27337) <i>P. melaninogenica</i> (25845)	بی هوای، ۴۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Anaerobic sheep blood and laked blood agar
			Anaerobic broths— (thioglycolate medium را ملاحظه نمایید)
رشد می کند، اطراف کلنی ها سیاه می شود (نصف یا بیشتر محیط سیاه می شود) مهار (جزئی تا کامل)؛ اطراف کلنی ها سیاه نمی شود	<i>E. faecalis</i> (29212) <i>S. pyogenes</i> (19615)	هوای، ۴۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Bile esculin agar
رشد، کلنی های سیاه با درخشندگی رشد، کلنی های سیاه یا خاکستری مایل به سبز، ممکن است درخشندگی داشته باشند مهار جزئی؛ کلنی های قهوه ای تا سبز مهار کامل رشد	<i>S. typhi</i> (19430) <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>E. coli</i> (25922) <i>E. faecalis</i> (29212)	هوای، ۴۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Bismuth sulfite agar
رشد می کند، همولیز بتا رشد می کند، همولیز آلفا رشد می کند رشد می کند	<i>S. pyogenes</i> (19615) <i>S. pneumoniae</i> (6305) <i>S. aureus</i> (25923) <i>E. coli</i> (25922)	هوای یا CO <sub>2</sub> ، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	Blood agar (BA)—nonselective sheep blood agar media
رشد می کند واکنش مثبت (تشکیل نوک پیکان شفاف) واکنش منفی (عدم تشکیل نوک پیکان)	<i>S. aureus</i> (33862) or (25923) <i>S. agalactiae</i> (12386) <i>S. pyogenes</i> (19615)	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	Blood agar-CAMP test (trypticase soy agar [TSA] with sheep blood only)
رشد می کند، همولیز بتا رشد می کند، همولیز آلفا رشد می کند مهار می شود (به طور جزئی)  رشد می کند رشد می کند مهار می شود (به طور جزئی)	<i>S. pyogenes</i> (19615) <i>S. pneumoniae</i> (6305) <i>S. aureus</i> (25923) <i>P. mirabilis</i> (12453)  <i>S. pyogenes</i> (19615) <i>S. aureus</i> (25923) <i>P. mirabilis</i> (12453)	CO <sub>2</sub> ، CNA، ۴۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C  CO <sub>2</sub> ، PEA، ۴۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Blood agar—Selective sheep blood agar media (Columbia [CNA] agar, phenylethyl alcohol [PEA] agar)
رشد می کند  رشد می کند	<i>B. fragilis</i> (25285)  <i>S. pneumoniae</i> (6305)	بی هوای، CO <sub>2</sub> ، ۵ روز، ۳۵°C  هوای، CO <sub>2</sub> ، ۵ روز، ۳۵°C	Blood culture media
رشد متوسط تا زیاد رشد متوسط تا زیاد رشد متوسط تا زیاد	<i>C. albicans</i> (10231) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>S. pneumoniae</i> (6305)	هوای، ۴۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Brain heart infusion agar
رشد می کند مهار می شود (به طور جزئی)	<i>C. jejuni</i> (33291) <i>E. coli</i> (25922)	O <sub>2</sub> کاهش یافته، غنی شده با CO <sub>2</sub> ، ۴۸ ساعت، ۴۲°C	<i>Campylobacter</i> agar
روی ساب کالچر (شکلات آگار) رشد می کند روی ساب کالچر (شکلات آگار) رشد می کند روی ساب کالچر (بلاد آگار) رشد می کند روی ساب کالچر (بلاد آگار) رشد می کند	<i>N. gonorrhoeae</i> (19424) <i>H. influenzae</i> (10211) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>S. pneumoniae</i> (6305)	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۲۵°C	Cary-Blair transport medium

محیط کشت	اتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	ارگانیزم های کنترلی (شماره ATCC)	نتایج قابل انتظار
Chocolate agar	CO <sub>2</sub> ، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵ °C	<i>N. gonorrhoeae</i> (43069) <i>H. influenzae</i> (10211)	رشد می کند رشد می کند
DNase test agar	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵ °C	<i>S. aureus</i> (25922) <i>S. marcescens</i> (8100) <i>S. pyogenes</i> (19615) <i>S. epidermidis</i> (12228) <i>K. pneumoniae</i> (33495)	رشد خوب، ایجاد هاله رشد خوب، ایجاد هاله رشد خوب، ایجاد هاله رشد خوب، عدم ایجاد هاله رشد متوسط تا زیاد، عدم ایجاد هاله
Enrichment broths for enterics (gram-negative [GN] broth, selenite broths)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵ °C	<i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. sonnei</i> (9290)  <i>E. coli</i> (25922)	روی ساب کالچر (مکانکی آگار) رشد می کند روی ساب کالچر (مکانکی آگار) رشد می کند (ممکن است روی محیط های دارای سلنیت مهار شود) مهار (جزئی تا کامل) بر روی ساب کالچر (مکانکی آگار)، اما از GN broth بر روی ساب کالچر رشد می کند
Eosin methylene blue media (Levine EMB agar; EMB agar, modified)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵ °C	<i>S. typhimurium</i> (14028) <i>E. coli</i> (25922)  <i>E. faecalis</i> (29212)	رشد می کند، کلنی های بی رنگ تا کهربایی رشد می کند، کلنی های آبی - سیاه با جلای سبز فزلی مهار می شود (به طور جزئی)
Gelatin medium	هوای، ۱۸-۴۸ ساعت یا تا ۲ هفته، ۳۵ °C	<i>B. atrophaeus</i> (6633) <i>C. sporogenes</i> (11437) <i>E. coli</i> (25922)	رشد می کند، ژلاتیناز مثبت رشد می کند، ژلاتیناز مثبت رشد می کند، ژلاتیناز منفی
Hektoen enteric (HEK) agar	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵ °C	<i>S. typhimurium</i> (14028)  <i>S. flexneri</i> (12022) <i>E. faecalis</i> (29212) <i>E. coli</i> (25922)	رشد می کند، کلنی های آبی تا سبز-آبی با مراکز سیاه رشد می کند، کلنی های سبز تا سبز-آبی مهار می شود (به طور جزئی)؛ کلنی های زرد مهار (جزئی تا کامل)؛ کلنی های زرد تا زرد-قرمز
Kligler iron agar (KIA)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵ °C	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>P. aeruginosa</i> (27853)	A/A، ایجاد گاز SH <sub>2</sub> ، با یا بدون گاز، ایجاد SH <sub>2</sub> Alk/A Alk/Alk
Loeffler medium	هوای، ۲۴-۹۶ ساعت، ۳۵ °C	<i>C. diphtheria</i> (51696)  <i>P. aeruginosa</i> (10145)	رشد متوسط تا خوب. در بررسی میکروسکوپی، دانه های متاکروماتیک و باسیل های زنجیره ای بدون اسپور، شکل چماقی متورم و برجسته دارد رشد کلنی های قهوه ای-سبز با پروتئولیز
Lysine iron agar (LIA)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵ °C	<i>S. arizonae</i> (13314) <i>C. freundii</i> (8454) <i>P. vulgaris</i> (9484)	Alk/Alk، ایجاد SH <sub>2</sub> Alk/A، با یا بدون SH <sub>2</sub> Red/A
MacConkey agar	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵ °C	<i>E. coli</i> (25922) <i>P. mirabilis</i> (12453)  <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>E. faecalis</i> (29212)	رشد می کند، کلنی های صورتی رشد می کند، کلنی های بی رنگ، مهار جزئی سوارمینگ رشد می کند، کلنی های بی رنگ مهار می شود (به طور جزئی)
Malonate broth	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵ °C	<i>E. aerogenes</i> (13048) <i>E. coli</i> (25922)	قلبیایی (آبی) بدون تغییر رنگ (سبز) یا زرد (تخمیر دکستروز)

محیط کشت	اتمفسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	ارگانیزم های کنترلی (شماره ATCC)	نتایج قابل انتظار
Mannitol salt agar	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>S. aureus</i> (25923) <i>S. epidermidis</i> (12228) <i>P. mirabilis</i> (12453)	رشد، کلنی ها پس از ۴۸ ساعت هاله زرد دارند رشد، کلنی ها پس از ۴۸ ساعت هاله قرمز دارند مهار جزئی در ۲۴ h، مهار سوارمینگ در ۴۸ h
Moeller decarboxylase broth with amino acids (Arginine, Ornithine and Lysin)	بیهوای، ۲۴-۹۶ ساعت، ۳۵°C	<i>K. pneumoniae</i> (33495) <i>E. cloacae</i> (13047)	دهیدرولاز آرژینین و دکربوکسیلاز اورنیتین، منفی (A) و دکربوکسیلاز لایزین، مثبت (Alk) دهیدرولاز آرژینین و دکربوکسیلاز اورنیتین، مثبت (Alk) و دکربوکسیلاز لایزین، منفی (A)
MR-VP broth	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>E. coli</i> (25922) <i>E. aerogenes</i> (13048)	MR مثبت (قرمز) و VP منفی (بدون تغییر) MR منفی (زرد) و VP مثبت (قرمز)
Mycobacteria media (Lowenstein-Jensen agar and Middlebrook)	CO <sub>2</sub> > ۲۱ روز، ۳۵°C	<i>M. tuberculosis H37Ra</i> (25177) <i>M. kansasii</i> Group I (12478) <i>M. scrofulaceum</i> Group II (19981) <i>M. intracellulare</i> Group III (13950) <i>M. fortuitum</i> Group IV (6841) <i>E. coli</i> (25922)	رشد می کند رشد می کند رشد می کند - ممکن است روی محیط های انتخالی مهار شود رشد می کند - ممکن است روی محیط های انتخالی مهار شود رشد می کند مهار (جزئی تا کامل روی محیط های انتخالی)
Nitrate broth	هوای، ۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>P. stutzeri</i> (17588) <i>A. calcoaceticus</i> (19606)	احیاء نیترات مثبت، تولید گاز احیاء نیترات منفی، عدم تولید گاز
Nonselective mycology media	هوای، ۷۲ ساعت، ۲۵-۳۵°C	<i>C. albicans</i> (60193 or 10231) <i>T. mentagrophytes</i> (9533)	رشد می کند رشد می کند
Nutrient agar (NA)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>P. aeruginosa</i> (10145) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>S. aureus</i> (25923)	رشد متوسط تا زیاد، ایجاد پیگمان سبز رشد متوسط تا زیاد رشد متوسط تا زیاد، کلنی های کرم تا طلایی
Nutrient broth (NB)	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. aureus</i> (25923)	رشد خوب رشد خوب
OF medium with Dextrose	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>A. calcoaceticus</i> (19606) <i>E. aerogenes</i> (13048) <i>P. aeruginosa</i> (27853) <i>S. flexneri</i> (12022)	لوله بدون روغن، A (زرد) و لوله دارای روغن Alk (سبز) لوله بدون روغن، A (زرد) و گاز و لوله دارای روغن A (زرد) و گاز لوله بدون روغن، A (زرد) و لوله دارای روغن Alk (سبز) لوله بدون روغن و لوله دارای روغن A (زرد)
Phenol red agar/ broth with carbohydrates	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	<i>E. coli</i> (25922) <i>E. faecalis</i> (33186) <i>P. vulgaris</i> (8427) <i>P. aeruginosa</i> (10145) <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (9199) <i>S. aureus</i> (25923)	دکستروز، لاکتوز و مانیتول AG (اسید و گاز) دکستروز، لاکتوز و ساکاروز A (اسید) دکستروز A، مانیتول Alk (قلبی) و ساکاروز AG دکستروز Alk لاکتوز و ساکاروز Alk دکستروز و مانیتول A، لاکتوز و ساکاروز Alk مانیتول AG
Phenylalanine agar	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	<i>P. vulgaris</i> (8427) <i>E. coli</i> (25922)	مثبت (ایجاد رنگ سبز) منفی (بدون تغییر رنگ)

نتایج قابل انتظار	ارگانیزم های کنترلی (شماره ATCC)	اتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	محیط کشت
رشد، کلنی های بی رنگ با یا بدون مراکز سیاه رشد می کند، کلنی های بی رنگ مهار می شود (به طور کامل) مهار می شود (جزئی تا کامل؛ کلنی های صورتی تا قرمز با رسوب)	<i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>E. faecalis</i> (29212) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۴ ساعت، ۳۵°C	<i>Salmonella-Shigella</i> (SS) agar
مهار (جزئی تا کامل) روی محیط های حاوی سیکوهگزیماید رشد می کند رشد می کند مهار (جزئی تا کامل) روی محیط های حاوی کلرامفنیکل	<i>A. niger</i> (16404)  <i>C. albicans</i> (10231) <i>T. mentagrophytes</i> (9533) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، $\geq 7$ روز، ۲۵°C	Selective mycology media
رشد می کند مهار (جزئی) فقط برای محیط های حاوی تری متوپریم استفاده شود مهار می شود (به طور جزئی)	<i>N. gonorrhoeae</i> (43069) <i>P. mirabilis</i> (43071)  <i>S. epidermidis</i> (12228)	CO <sub>2</sub> ، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Selective media for pathogenic <i>Neisseria</i> spp.
رشد می کند، سیاه شدن اطراف کلنی ها مهار می شود (به طور جزئی تا کامل) مهار (جزئی)- کلنی های بی رنگ روی بایل اسکولین آگار	<i>E. faecalis</i> (29212) <i>S. pyogenes</i> (19615) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Selective media for enterococci, with azide
رشد می کند، سیاه شدن اطراف کلنی ها مهار می شود (به طور جزئی تا کامل)	<i>E. faecalis</i> (29212) <i>S. pyogenes</i> (19615)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Selective media for enterococci, without azide
تولید SH <sub>2</sub> منفی، اندول مثبت و حرکت مثبت تولید SH <sub>2</sub> مثبت، اندول منفی و حرکت مثبت تولید SH <sub>2</sub> منفی، اندول منفی و حرکت منفی	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. typhimurium</i> (13311) <i>S. sonnei</i> (9290)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	SIM medium
رشد می کند، سطح شیب دار آبی می شود فاقد رشد تا رشد کم، بدون تغییر رنگ	<i>E. aerogenes</i> (13048) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۹۶-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Simmons citrate agar
رشد می کند رشد می کند	<i>B. fragilis</i> (25285) <i>S. aureus</i> (25923)	هوای، ۴۸ ساعت (در پیچ های محکم)، ۳۵°C	Thioglycollate broth, with or without indicator
رشد می کند رشد می کند رشد می کند	<i>P. anaerobius</i> (27337) <i>B. vulgatus</i> (8482) <i>C. perfringens</i> (13124)	هوای، ۴۸ ساعت (در پیچ های محکم)، ۳۵°C	Thioglycollate broth, enriched with vitamin K and hemin
رشد متوسط تا زیاد، کلنی های زرد رشد متوسط تا زیاد، کلنی های سبز آبی مهار جزئی یا کامل، کلنی های کوچک و شفاف مهار جزئی یا کامل، کلنی های سبز آبی مهار جزئی یا کامل، کلنی های کوچک و زرد	<i>V. cholerae</i> (9459) <i>V. parahaemolyticus</i> (17802) <i>E. coli</i> (25922) <i>P. aeruginosa</i> (10145) <i>E. faecalis</i> (29212)	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	Thiosulfate citrate bile salts sucrose (TCBS) agar
A/A ایجاد گاز Alk/A، با یا بدون گاز، ایجاد SH <sub>2</sub> Alk/A Alk/Alk	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>P. aeruginosa</i> (27853)	هوای، ۲۴-۱۸ ساعت، ۳۵°C	Triple sugar iron (TSI) agar

نتایج قابل انتظار	ارگانیزم های کنترلی (شماره ATCC)	اتمسفر، مدت زمان و دمای انکوباسیون	محیط کشت
رشد می کند، کلنی های متوسط تا بزرگ، سفید مایل به خاکستری و کمی محدب موکونیدی رشد می کند، کلنی های متوسط تا بزرگ، مات، مدور، کامل با پیگمان گرم- زرد تا طلایی رشد می کند	<i>S. flexneri</i> (12022) <i>S. aureus</i> (25923) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۴-۴۸ ساعت، ۳۵°C	Trypticase soy agar (TSA)
رشد می کند رشد می کند	<i>E. coli</i> (25922) <i>S. aureus</i> (25923)	هوای، ۱۸-۲۴ ساعت، ۳۵°C	Tubed media (brain heart infusion and tryptic soy broth)
اوره از مثبت، رنگ قرمز صورتی اوره از منفی، بدون تغییر رنگ	<i>P. vulgaris</i> (8427) <i>S. typhimurium</i> (13311)	هوای، ۴۸-۸ ساعت، ۳۵°C	Urea agar/ broth
رشد می کند، کلنی های قرمز با مراکز سیاه رشد می کند، کلنی های قرمز با مراکز سیاه مهار جزئی مهار می شود (جزئی تا کامل؛ کلنی های زرد تا زرد- قرمز)	<i>S. typhimurium</i> (14028) <i>S. flexneri</i> (12022) <i>E. faecalis</i> (29212) <i>E. coli</i> (25922)	هوای، ۲۴ ساعت، ۳۵°C	Xylose lysine desoxycholate (XLD) agar

#### منابع:

- ۱- محیط های کشت آزمایشگاهی (موارد مصرف و کنترل کیفی) به انضمام اطلس رنگی محیط های کشت؛ گردآوری و ترجمه  
مهناز صارمی، محمد علی صارمی؛ آزمایشگاه مرجع سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۱۳۸۷
- 2- Quality Assurance for commercially prepared Microbiological Culture Media- Second Edition;  
Approved standard- Third edition document M22-A3. Vol. 24, No. 19; 2006.
- 3- Oxoid company- General Guide to the use of Oxoid culture Media.
- 4- Microbiological culture media; second Edition; 2009; Becton, Dickinson and Company.